

きめこまやかな泡立ちが微量のガス漏れを正確にキャッチ

発泡性ガス漏洩検査剤

# GL-1B

# GL-1B Special



検査剤をそのまま発布するだけで、ガス漏れ箇所から泡立ちが現れる

発泡性ガス漏洩検査剤

# GL-1B ・ GL-1B Special

発泡性が良いきめ細かな泡立ちなので、  
微小な漏洩箇所からの微量なガス漏れをすばやくキャッチできます。  
また消泡性にも優れているので必要以上に泡立つような事がなく、  
ガス漏れ箇所を正確に知る事ができます。  
各種タンク類や配管系統のガス漏れ検査に広く利用されております。



## ■ 特長

1. 不燃性なので安心して使用できます。
2. 金属に対する腐食性が極めて少なく、またゴム・プラスチックに対しても侵食することがありません。  
(銅に対しては腐食するおそれがあるため、使用后水またはアルコール等で洗浄してください。)
3. JIS Z 2329 に基づき最低発泡圧力について確認の上、検査証明書を添付致します。  
確認最低発泡圧  $4 \times 10^3 \sim 5 \times 10^3 \text{Pa}$  (0.04~0.05kgf/cm<sup>2</sup>)

## ■ 使用方法

1. 必要に応じて、油分等の付着物を洗浄液などで除去する。
2. 検査剤は薄めずそのまま適用し、検査物が完全に濡れるように塗布する。
3. 検査剤塗布直後から通常 5 分以内に、漏洩箇所から泡立ちが現れる。
4. 検査後、水で洗浄またはウエス等で拭き取る。

## ■ 種類

1. **GL-1B** :標準タイプ
2. **GL-1B Special** :低ハロゲン・低イオウタイプ  
検査物がオーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金等の時に使用。  
NDIS-3201 に基づき、検査剤中の不純物(塩素、ふっ素、硫黄)の分析値を表示した検査証明書を添付。

### ■ 社内規制値

塩素分	100ppm 以下
ふっ素分	30ppm 以下
硫黄分	10ppm 以下

## ■ 容量

1. **GL-1B** :3.8L 缶、18L 缶
2. **GL-1B Special** :450 型エアゾール缶、3.8L 缶、18L 缶

 栄進化学株式会社  
<http://www.eishinkagaku.co.jp/>

本社	〒105-0021	東京都港区東新橋 1-2-13 川岸会館	TEL 03-3573-4235	FAX 03-3573-4230
茨城工場	〒303-0043	茨城県常総市内守谷町 4689-1	TEL 0297-27 9507	FAX 0297-27-9508
開発技術センター	〒277-0871	千葉県柏市若柴 6-283	TEL 04-7131-0911	FAX 04-7131-5799
東日本営業所	〒277-0871	千葉県柏市若柴 6-283	TEL 04-7131-5674	FAX 04-7131-5799
川崎営業所	〒210-0805	神奈川県川崎市川崎区伊勢町 13-5	TEL 044-233-4351	FAX 044-233-5295
名古屋営業所	〒464-0858	愛知県名古屋市中千種区千種 3-28-14	TEL 052-741-8851	FAX 052-741-8867
大阪営業所	〒536-0016	大阪府大阪市城東区蒲生 2-3-30	TEL 06-6931-9058	FAX 06-6931-1705
広島営業所	〒730-0047	広島県広島市中区平野町 3-33 川岸ビル	TEL 082-243-1532	FAX 082-243-1598

※茨城工場は、ISO 9001:2008 を認証取得